


El tipi, tüm vücut görüntülemesi. Her zaman, her yerde.

Disiplinler ve bakım ayarlarıyla bakım standardınızı
yükselten başucu tanı bilgileri.



Gücünü Ultrason on-chip™ teknolojisinden alan Butterfly iQ+.
Dayanıklı, el tipi bir cihazla üç dalga formuna erişin.

butterflynetwork.com/int/tr-tr

 butterflynetwork

 butterflynetinc

 butterflynetinc

 butterflynetwork

Daha net, daha hızlı görüntüleme.

Ultrasonu kolaylaştırmak için tasarlandı. Probu uyumlu iOS veya Android cihazınıza bağlayın, parmağınızı kaydırarak saniyeler içinde 22 ön ayar arasından seçim yapın ve taramaya başlayın.

Kardiyak

Hızlı TTE gerçekleştirin, kapakçık hastalığı şüphesini değerlendirin, kalbi aynı anda iki düzlemde görün ve ejeksiyon fraksiyonunu otomatik olarak hesaplayın.



Kardiyak




MSK

MSK

Yırtık ve kırıkları değerlendirin, klinikte ya da taç çizgisinde oyuna dönme kararlarını destekleyin.

Akciğer

Solunum bozukluğunu değerlendirin ve B-çizgilerinin varlığını güvenilir bir şekilde tespit edin.



Akciğer



Mesane

Mesane

Dakikalar içinde 3D render ile otomatik mesane hacmi hesaplamalarını alın.

Bir prob. Beş görüntüleme modu.

Uzmanlık alanları için farklı uygulamalarla
beş görüntüleme modu.



B-modu

M-modu

Renkli Doppler

Power Doppler

Atımlı Dalga Doppler



Prosedürleri güvenle yönlendirin.


Zorlu hat yerleşimleri için hassas kılavuz.
Biplane Imaging™ ile uzun ve kısa eksenini
eşzamanlı olarak görselleştirin ve NeedleViz™
teknolojisi ile iğneleri ekranda vurgulayın.

Bağlantılı bakım, daha güçlü bakımdır.

Dakikalar içinde taramadan belgelendirmeye geçin. IQ+, her görüntüden en iyi şekilde faydalanmanıza yardımcı olmak için yazılımımızın depolama ve iş birliği özellikleriyle birlikte çalışır.

Nerede olursanız olun, ultrason rehberliği verin veya alın.

Tarama yaparken ortak çalışanlarla görüntülü arama yapın, görüntüleri gerçek zamanlı olarak görüntüleyin ve ön ayarı, modu, kazancı ve derinliği uzaktan ayarlayın.



Danışmanlık almak: Şimdi kısa mesaj göndermek kadar kolay.

Butterfly uygulamasından çıkmadan, hassas bilgiler silinecek şekilde çalışmalarını gönderin.

Her görüntüyü emniyetli ve güvenli bir şekilde saklayın.

Butterfly Cloud sınırsız, güvenli görüntü depolama olanağı sağlar. Ekip görüntü arşivleri, özelleştirilebilir çalışma sayfaları aracılığıyla gerçek zamanlı yorum yapmaya ve çalışmalarını sorunsuz bir şekilde belgelendirmeye olanak sağlar.

Eđitim iin tasarlandı.



Ultrason yolculuđunuzda size eřlik eden gcl eđitim rnleri.

Gerek zamanlı tarama rehberliđi alın.

Eđitimsel Grntleme Rehberliđi, en iyi grnty yakalamanıza yardımcı olmak iin grnt kalitesiyle ilgili gerek zamanlı geri bildirim sađlar.*

Kendinize gvenin.

Butterfly uygulamasından ıkmanıza gerek kalmadan, dzinelerce uygulamayı kapsayan hızlı, uzman rehberliđindeki video eđitimlerine eriřin.*



En zor mesailerinizle bařa ıkacak řekilde tasarlandı.

İhtiyacınız olduđunda hazır. Askeri sınıf* testler, iQ+'ın bel hizasından dřmeye dayanabildiđini kanıtlamıřtır. Suya ve toza dayanıklıdır** ve ezilmelere ve sıkıřmalara karřı test edilmiř, deđiřtirilebilir bir kabloya sahiptir.

* Buradaki bilgiler, profesyonel klinisyen eđitimi ve deneyiminin yerini alamaz ve olası tm hasta varyasyonlarını kapsamayabilir. Hasta bakımı ve her zaman kendi bađımsız klinik yargısını kullanması tamamen klinisyenlerin sorumluluđundadır.

† MIL-STD-810G

‡ Proben arkasındaki hatta kadar IP67.

Tam özellik listesi.

22 klinik ön ayar

Batın
Batın Derin
Aort ve Safra Kesesi
Mesane
Kardiyak
Kardiyak Derin
Coherence Görüntüleme
FAST
Akciğer
MSK-Yumuşak Doku
Muskuloskeletal
Sinir
OB 1/GYN
OB 2/3
Oftalmik
Pediatrik Batın
Pediatrik Kardiyak
Pediatrik Akciğer
Küçük Organlar
Vasküler: Erişim
Vasküler: Karotid
Vasküler: Derin Ven

Gelişmiş görüntüleme araçları

Otomatik Mesane Hacmi Hesaplama
Otomatik Ejeksiyon Fraksiyonu
Eğitsel Görüntüleme Rehberliği
Biplane Imaging™
Needle Viz™
Orta Hat İşaretleme Aracı
OB Hesaplamaları
5 Etiketleme Protokolü
Pelvik Hacmi Hesaplama

Teletıp

Butterfly TeleGuidance™

Butterfly iQ+™, eğitimli sağlık uzmanları tarafından tanısal görüntüleme için tasarlanmış Sınıf IIa taşınabilir bir ultrason sistemidir. Kullanmadan önce tüm uyarıları ve kullanma talimatlarını dikkatlice okuyun ve anlayın.

TeleGuidance™ yalnızca iOS cihazlarında kullanılabilir.