

## Dräger BabyFlow plus Sarf Malzemeler ve Aksesuarlar

Üstün noninvaziv solunum destek sistemi, performansı ve hasta konforunu en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır.



D-48842/2015

## Avantajlar

---

### Performans

BabyFlow plus solunum destek sistemi, hastaya uygulanan solunum eforunu en aza indirmek için en son teknoloji (Hesaplamalı Akış Analizi) esas alınarak tasarlandı. Aerodinamik şekilli adaptör başlığı, akış dağılımını optimize eder.

---

### Hasta ve tıbbi ekip için daha fazla konfor

Hastalarınızın kendini rahat hissetmesini istiyoruz. Hasta ne kadar az rahatsızlık yaşarsa, iyileşmesindeki bu kritik dönemde sağlıklı bir büyüme ve gelişim elde edebilme şansı da o kadar büyük olacaktır. Ayarlanabilir açılı sayesinde prongları ve maskeleri hastanın üzerine düzgün şekilde yerleştirebilmeniz kaçakları önler ve daha stabil CPAP düzeyleri sağlar. Daha stabil CPAP düzeyleri ise gürültü düzeylerini azaltarak, BabyFlow plus'u daha düşük gürültü düzeyli bir solunum destek sistemi haline getirir. Böylece küçük hastalarda Gelişimsel Bakım uygulamalarını destekler ve olabilecek en iyi tedaviyi sunar.

---

### Kullanım kolaylığı

BabyFlow plus'un kolaylıkla yenilikçi bileşenlerle kombinasyon halinde kullanılabilmesi, gereken yerde etkili ve nazik bir tedavi sunar. BabyFlow plus solunum destek sistemi, noninvaziv solunum destek tedavisinin güncel sorunlarını ele alacak şekilde tasarlanmıştır. Çeşitli boyutlardaki maskeler ve nazal pronglar da dahil olmak üzere her bir bileşen, performansı ve hasta konforunu en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Esnek ve bükülmeye karşı dayanıklı hortumlar hastanın en uygun şekilde konumlandırılmasına olanak tanır. Döner konektörler, solunum devresinde gereken bağlantı kopmalarını azaltarak stabil CPAP basınçları sağlar. BabyFlow plus, Dräger Babylog VN500 ile kombinasyon halinde kullanıldığında noninvaziv solunum desteği için çok çeşitli mod seçeneklerini destekler. Babylog VN500, akışı otomatik olarak mevcut kaçaklara göre ayarlayarak stabil bir CPAP basıncı sağlar ve gereksiz alarmları önler.

\* L. Kirchner, M. Wald, V. Jeitler, A. Pollack, „In vitro Comparison of Noise Levels produced by different CPAP generators“, Neonatology, 2012; 101: 95-100

\* Karam et al., „Noise levels during nCPAP are flow-dependent but not device dependent“, Archives of Disease in Childhood Neonatal Edition, 2008: 93: F 132-F134

## Aksesuarlar

D-33872-2015-D-37401-2015



### Pronglar

Nazal pronglar 11 farklı boyda ve iki farklı genişlikte sunulmaktadır. BabyFlow plus ile kombinasyon halinde, pronglar etkili bir sızdırmazlık sağlar ve bebeğin septumu üzerindeki basıncı azaltarak cilt bozukluklarını en aza indirir.

D-23992-2015-D-34333-2009



### Maskeler

Nazal maskeler altı farklı boyda sunulmaktadır. S, M ve L boyları, yaklaşık 2 kg'ye kadar olan daha küçük hastalar için iyi bilinen ve kabul görmüş silikon maskelerdir. 2 kg ile 5 kg arasındaki hastalara yönelik yeni maskeler, 3 boyutlu yüz tarama teknolojisi kullanılarak en üst düzeyde hasta konforu ve tedavi etkinliği sunmak için tasarlanmıştır. Esnek körük, maskenin bebeğin burnu üzerinde doğal bir pozisyon bulmasına olanak tanıyarak kaçakları en aza indirir ve tutarlı bir nCPAP düzeyinin sürdürülmesini sağlar.

D-23991-2015



### Başlık

Başlık, BabyFlow plus'un hızla ve kolayca tutturulmasını sağlarken basınç noktalarını en aza indirir. Bebeğin başının çevresine nazikçe sarılarak, ayarlanabilir kapaticılarla tutturulabilir. 17-42 cm arasındaki baş çevrelerine uyan altı farklı ebatta sunulmaktadır.

D-48861-2015



### Mikrofiber Şapkalar

Esnek ve hava geçiren mikrofiber şapkalar yedi farklı boyda sunulur. Tek kullanımlık şapkalar, BabyFlow plus'un sabitlenmesi ve dengelenmesi için yan kayışları ve üst kayışları içerir.

## Notlar

**FIRMANIN / GRUBUN MERKEZİ**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Almanya  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**Üretici firma:**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Almanya

**TÜRKİYE**  
Draeger Medikal Ticaret ve  
Servis A.Ş.  
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan  
Cad. No. 47/10  
34770 Ümraniye – İstanbul  
Tel +90 216 469 05 55  
Faks +90 216 469 05 60  
[info.turkiye@draeger.com](mailto:info.turkiye@draeger.com)

**Bölgesel Satış Temsilcinizi**  
bulun: [www.draeger.com/](http://www.draeger.com/)  
iletişim

