

## Drägersorb 800+ – Sodalime Sarf Malzemeler ve Aksesuarlar

Tıklayın ve %100 güvenilirlikle bağlanın. Önde gelen bir anestezi ekipmanı üreticisi olarak, hastalarınızın ve personelinizin güvenliğini en üst düzeyde sağlayan yüksek kaliteli sodalime üretme yolunda öncülük ettiğimize inanıyoruz. Drägersorb bir formülden fazlasıdır, güvenebileceğiniz emilim etkinliğidir.



## Avantajlar

---

### Drägersorb 800+

Sodalime, anestezi uygulanması sırasında CO<sub>2</sub> gidermede çok önemlidir. Ayrıca, cerrahi prosedürler sırasında hastaların endüksiyonunda uçucu anestetik bileşenler kullanıldığı için hem personelin hem de hastanın güvenliğini ve konforunu sağlamak kritik bir hedeftir.

Hem güvenliği hem de performansı optimize etmek için kendi sodalime'ını geliştirip üreten tek anestezi cihazları üreticisiyiz. İşte bu yüzden Dräger sistemlerinde sodalime formülümüz, en güncel anestezi ekipmanı gereksinimlerini karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır.

Drägersorb 800+ ile birçok noktada size yardımcı oluyoruz:

- Tek tip kullanımı ve optimize performansı sayesinde verimliliği artırma.
- Personelinizi, ekipmanınızı ve hastaların güvenliğini korumak için önemli oranda daha düşük toz üretimi.
- Yanlılıkla açıkta bırakılıp kurduğu durumlarda bile daha az istenmedik reaksiyon etkisi.
- Kullanıcı dostu ambalajı sayesinde daha iyi taşımayla elde edilen avantajlar.

---

### Olağanüstü ekonomik performans

Görebileceğiniz güvenlik, güvenebileceğiniz sonuçlar. Kritik bir ortamda hastalarla çalışırken ekipmana ve ekipmanları tamamlayan aksesuarlara her an güvenebilmeniz gerekir.

Yıllarca kendimizi adayarak yürüttüğümüz araştırma ve mühendislik çalışmalarının sonucunda özgün sodalime tanecik tasarımımızı oluşturduk. Sonuç olarak, Drägersorb 800+ tanecik şeklimiz size eşit ve etkin CO<sub>2</sub> emilimi sunmaktadır. Kanal oluşumunu önlemek üzere tasarlanan yarı küresel şekle sahip taneciklerimiz, yüksek gözenekliliğe sahip olmaları sayesinde optimize kartuş performansına olanak tanıyarak uzun vadeli tasarruflar sağlar.

---

### Daha güvenli bir ortam yaratma

Anestezi uygulanması sırasında personelinizin ve hastalarınızın sağlığını korumak kritik önem taşır. Drägersorb 800+ taneciklerinin aşınmaya dayanmalarını sağlayan özgün bir tasarımı ve bileşimi vardır, bu da yüksek teknoloji ürünü anestezi cihazları için zararlı toz parçacığı oluşumunu azaltır. Optimize formu size ekipmanınızı koruyan ve personel ile hastaları güvende tutan güvenlik bilinci yüksek bir kalite sunar.

---

### Ek güvenlik

Klinik sonuçlarınızı ve bakım maliyetlerini yönetmeyi iyileştirir: Drägersorb 800+, sodalime'in yanlılıkla kuruması durumunda ayrışma ürünlerinin oluşumunu azaltmanıza yardımcı olmak için özel olarak geliştirilmiştir.<sup>1</sup> Ayrıca Drägersorb 800+, tüm halojenli solunum anestetik ajanlarıyla birlikte kullanılabilir.

## Avantajlar

Eşit derecede önemli olarak taze sodalime, narkoz terapisi sırasında hastalarınızın güvenli hava solumasını sağlar. Renginin belirgin biçimde beyazdan menekşe rengine dönmesi sayesinde Drägersorb 800+ ile sodalime'in ne zaman değiştirilmesi gerektiğini net bir şekilde görürsünüz.

### Kullanıcı dostu ambalaj

Size zamandan kazandırmak ve maliyetleri düşürmenize yardımcı olmak için Drägersorb 800+, tüm modern Dräger anestezi iş istasyonlarımızda kullanılabilen tek kullanımlık Drägersorb CLIC absorber ile gelir. Bu, size esneklik ve yüksek kalitede sonuçlar sunan hızlı, temiz ve basit tek kullanımlık bir çözümdür.

Hem siz hem de hastalarınız birçok özellekle korunur:

- Sodalime ile sıfır temas.
- Toza maruz kalma yok.
- Geri dönüşsüz valfi sayesinde herhangi bir anda, hatta ameliyat sırasında bile değiştirebileceğiniz daha iyi absorber dolgusu kullanımı.

Drägersorb 800+ tek kullanımlık Drägersorb CLIC Free kartuşumuzun yanı sıra 5 L yeniden doldurulabilir kanisterde de mevcuttur.

Dräger'in Zeus® Infinity® Empowered veya Perseus® A500 gibi türbin teknolojisi olan anestezi cihazlarında yeniden doldurulabilir sodalime absorberleri kullanırken türbin teknolojisini korumak için bir toz filtresi kullanılması önerilir.

### Daha sürdürülebilir bir geleceği şekillendirmeye yardımcı

130 yılı aşkın süredir tıbbi teknoloji üreticisi olarak ürünlerimizin kalitesinde mükemmelliği sunmaya bağlıyız. Ayrıca, sürdürülebilir ürünler yaratmada sorumluluk almaya da bağlıyız ve buna inanıyoruz.

Drägersorb ürünlerimizi, hasta güvenliğini ve sürdürülebilirliği birleştirmek için tasarladık. Onun için de Drägersorb ürünlerimizde doğal lateks yoktur ve PVC ya da ftalat, ör. (insanlar için olası bir kanserojen<sup>2</sup> olan) DEHP bulunmaz; onun için de karbon ayak izini ve ilgili çevresel etkiyi en aza indirmek amacıyla, kaynaklar Avrupa'daki yerel tedarikçilerden temin edilerek Almanya'da üretilir. Ayrıca, Almanya'da sodalime için oluşturduğumuz geri dönüşüm programı da CO<sub>2</sub> emisyonlarında tasarruf sağlamaktadır (2021'de 33 ton).

Bu bizim bağlılığımızdır, bu bizim daha sağlıklı bir ortam için sorumluluğumuzdur.

<sup>1</sup> Test sonuçları bağımsız bir kuruluş tarafından doğrulanmıştır.

<sup>2</sup> Dünya Sağlık Örgütü. İçme suyu kalitesi için kılavuzlar. Dünya Sağlık Örgütü. 2017. 424-425. ISBN 978-92-4-154995-0.

## Ayrıntılar



D-27640-2017

Toz filtresi

## Teknik Veriler

<b>Toz filtresi</b>	<b>MX50115</b>
<b>Malzeme:</b>	
Muhafaza	PP Polipropilen
Muflon	Poliiolefin

## Sipariş Bilgileri

<b>Açıklama</b>	<b>Sipariş No.</b>
Drägersorb 800+ 5L kanister	MX00001
CLIC Absorber 800+ (kutu başına 6 absorber)	MX00004
Drägersorb CLIC Adaptör	MX50090
Infinity® ID CLIC Absorber 800+, tek kullanımlık, 1,2 l, 6 adet	MX50004
Kanister açıcı, MX00001 ve MX50050 kanisterler için, 5 adet	MX10209
Toz filtresi, 5 adet	MX50115

## Notlar

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.  
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede tescilli olmayabilir. Güncel durumu [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) adresinden öğrenebilirsiniz.

**FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Almanya  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**Üretici firma:**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23542 Lübeck, Almanya

**TÜRKİYE**  
Draeger Medikal Tic.  
ve Servis A.Ş.  
Esentepe Mah. Milangaz  
Cad. No:75/A 109  
34870 Kartal – İstanbul  
Tel +90 216 469 05 55  
Faks +90 216 469 05 60  
[info.turkiye@draeger.com](mailto:info.turkiye@draeger.com)

**Bölgesel Satış Temsilcinizi**  
bulun: [www.draeger.com/](http://www.draeger.com/)  
iletişim

