

Oksijeni yönetin



Oxy Mask; difüzör tasarımı ile, oksijen moleküllerinde vortex oluşturarak, klinisyenin belirlemiş olduğu uygun FIO₂ de oksijen tedavisi sağlar.

OxyMask



Ürün Kodu:
OM-1125-8 OxyMask

- Düşük akımlarda yüksek FIO₂ sağlar.
- Karbondioksit retansiyonu oluşturmaz.
- Düşük saturasyonu, çok kısa sürelerde hızla artırır.
- Hipoksik, hiperkapnik hastalarda, CO intoks. ve KOAH'da etkili oksijen tedavisi sağlar.
- FIO₂ (%24-90) ayarlanabilir, doğru oksijen tedavisi sağlar.
- Aspirasyon, ağız bakımı, ng sonda uygulanabilir.
- Hasta ile anlaşılır iletişim kurulabilir.
- İntrensek peep oluşturmaz.

Flowrate	FIO ₂
1 LPM	%24 - %27
2 LPM	%27 - %32
3 LPM	%30 - %60
4 LPM	%33 - %65
5 LPM	%36 - %69
7 LPM	%48 - %80
10 LPM	%53 - %85
12 LPM	%57 - %89
>15 LPM	%60 - %90

Flowrate	FIO ₂	Device	Flowrate	FIO ₂
24 %		Nasal Cannula	40 % (up to 6 L/min)	
35 %		Simple Mask	50 % (5-10 L/min)*	
40 %		Partial Rebreathing Mask	70 % (6-10 L/min)*	
60 %		Non-rebreathing Mask	80 % (min10 L/min)*	
24 %		OxyMask	90 %	

AARC Clinical Practice Guideline
Reprinted from RESPIRATORY CARE
(Respir Care 2002; 47(8):717-720)




KOAH ve Astımın toplumdaki sıklığı inhaler tedavinin önemini fazlasıyla artırmaktadır.



OxyMulti Mask

- Karbondioksit retansiyonu oluşturmaz.
- Düşük akımda yüksek ilaç çıkışı sağlayarak, nebulizatör cihazı gereksinimlerini minimuma indirir.
- 2.7 mikron ilaç çıkışı sağlayan, düşük (0.7cc) ölü boşluk ile efektif nebul uygulaması yapılır.
- Difüzör tasarımı sayesinde %24–80 FIO₂ sağlar.
- Swivel konnektör ile oksijen veya oksijenle birlikte nebul tedavisi uygulanabilir.
- 45 derece eğimlerde bile kesintiye uğramadan optimum ilaç çıkışı sağlar.



OxyMultiMask; eşsiz difüzör tasarımı ve nebul haznesi ile aerosol ilaçların istenilen FIO₂ ile birlikte çok küçük partiküllere parçalayarak akciğer parankimine ulaşmasını sağlar.

Ürün Kodu
OMMK-4025-8 OxyMulti Mask,
Adaptor, Tubing & Nebulizer

OxyTrach

- Özel tasarımı sayesinde trakeostomili hastalarda oksijen, aerosol ve nemlendirme tedavisi için idealdir.
- %24 – %80 FIO₂ sağlar.
- Swivel adaptörü sayesinde hasta yatar veya oturur pozisyonda optimum tedaviyi alabilir.



Ürün Kodu
OAT-4025-8 Tracheostomy Mask, Tubing & Nebulizer



Ürün Kodu
OM-2125-8 OxyMask Endtidal CO₂

ETCO₂ OxyMask

- Endtidal CO₂ monitorize edilebilir (1–15 LPM)
- CO₂ tekrar soluma olasılığı sıfırdır.
- Hasta ile anlaşılır iletişim kurulmasını sağlar.
- Post-op hastalarda oksijen tedavisi ile Endtidal CO₂ takibi bir arada uygulanabilir.